

Elnök: Czalkó László (Szeged)
Tiszteletbeli elnök: Pap Ákos (Budapest), Takács Tamás (Szeged), Hegyi Péter (Pécs-Szeged)
Vezetőségi tagok: Izbéki Ferenc (Székesfehérvár), Papp Mária (Debrecen), Erőss Bólint (Pécs),
Szűcs Ákos (Budapest), Pármiczky Andrea (Budapest), Németh Balázs (Szeged)
Titkár: Szentesi Andrea (Pécs-Szeged)

ELÉRHETŐSÉG:

E-mail: hpsg.info@gmail.com Tel: +36 62 54-5191
SZTE I. sz. Belgyógyászati Klinika, Szeged, Korányi fasor 8-10.

Tisztelt Kollégák!

A Magyar Hasnyálmirigy Munkacsoport szervezésében lehetőség nyílik a krónikus pankreatitisz diagnózisú betegek **DÍJMENTES SZÉKLET ELASZTÁZ** mérésére.

A mérés elvégzésének feltételei:

- **krónikus pankreatitiszre utaló képalkotó eltérés és**
- **kitöltött széklet elasztáz vizsgálatkérő lap és**
- **a Pankreász Regiszterbe hiánytalanul feltöltött krónikus pankreatitisz eset (akár korábban már feltöltött adat) és**
- **kutatási célból genetikára vérvétel, ha korábban még nem volt.**

A székletminta gyűjtése, tárolása:

- a székletmintát gyűjtés után 24 órán belül -20C-on fagyasztva szükséges tárolni (A gyűjtés és a fagyasztás között +4C-on tárolható)
- a minta meglétéről értesítést kérünk a hpsg.info@gmail.com e-mail címre
- a vérmintával együtt történő Szegedre szállításról a HPSG gondoskodik.

Fontos!

A mérés célja, hogy a képalkotó vizsgálat során felmerült krónikus pankreatitisz diagnózisához funkcionális vizsgálattal megállapítsuk az exocrin pankreász elégtelenség mértékét.

Szűrő jellegű mérést egyelőre nem végzünk!

Azon betegektől, akik korábban bekerültek a Pankreász Regiszterbe és vérmintájuk szerepel a biobankban, NEM szükséges újra vérmintát venni, ebben az esetben csak székletminta szükséges.

Kérdés esetén örömmel állunk rendelkezésre.

Üdvözlettel:



Prof. Dr. Hegyi Péter elnök
Magyar Hasnyálmirigy Munkacsoport
intézetvezető

PTE Transzlációs Medicina Intézet 7624
Pécs, Szigeti út 12. II. em.

FAX:+3672536247, **TEL:**+3672536246 **MOBILE:** +36703751031
e-mail: hegyi.peter@pte.hu, p.hegyi@tm-pte.org web: www.tm-pte.org

Elnök: Czalkó László (Szeged)
Tiszteletbeli elnök: Pap Ákos (Budapest), Takács Tamás (Szeged), Hegyi Péter (Pécs-Szeged)
Vezetőségi tagok: Izbéki Ferenc (Székesfehérvár), Papp Mária (Debrecen), Erőss Bólint (Pécs),
Szűcs Ákos (Budapest), Pármiczky Andrea (Budapest), Németh Balázs (Szeged)
Titkár: Szentesi Andrea (Pécs-Szeged)

ELÉRHETŐSÉG:
E-mail: hpsg.info@gmail.com Tel: +36 62 54-5191
SZTE I. sz. Belgyógyászati Klinika, Szeged, Korányi fasor 8-10.

Széklet elasztáz teszt - Vizsgálatkérő lap

Név:

TAJ szám:

Születési idő:

Lakcím:

Telefonszám:

e-mail cím:

Dátum:

A krónikus pankreatitist leíró képalkotó típusa:

A krónikus pankreatitist leíró képalkotó dátuma:

Lelet (pancreas):

.....

.....

.....

Kezelőorvos:

Elérhetőség:

Regisztratkód:

Aláírás:

Tájékoztató

Ez a teszt a széklemtintában található, hasnyálmirigy által termelt elasztáz 1 enzim mennyiségét méri és elégtelen emésztőenzim termeléssel járó hasnyálmirigy betegségek diagnosztizálására használható. Az emberi pancreas elastase 1 enzim a beleken változatlan formában halad keresztül, így a székletből a mennyisége pontosan meghatározható. A székletben mérhető koncentráció hűen tükrözi a hasnyálmirigy emésztőnedv termelő funkcióját.

Ha a teszt csökkent enzim mennyiséget mutat, exocrin pancreas insufficiencia lehetőségére hívja fel a figyelmet.

A teszt eredményét nem befolyásolja az elfogyasztott táplálék, ezért a széklemtinta vétele előtt nincs szükség diétára.

A teszt fájdalommentes, elvégzéséhez egy speciális tartályba helyezett széklemtintára van szükség.

A minta kezelése, tárolása

Kerülendő hogy a széklemtinta vízzel, vizelettel vagy toalettpapírral érintkezzen. A széklemtintát gyűjtés után 24 órán belül -20C-on fagyaszta kell tárolni (A gyűjtés és a fagyasztás között +4C-on, normál hűtőben tárolható). A minta hűtött szállításáról a HPSG gondoskodik.